

NEURODYN PORTABLE TENS / FES

Manual de Operação



**Estimulação Elétrica Nervosa Trascutânea
(TENS e FES)**

(Registro Anvisa nº 10360310012)

10ª edição

(09/2009)

ATENÇÃO:

ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES FAZ MENÇÃO AO EQUIPAMENTO **NEURODYN PORTABLE TENS/FES** FABRICADO PELA IBRAMED.



SOLICITAMOS QUE SE LEIA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO E QUE SE FAÇA REFERÊNCIA AO MESMO SEMPRE QUE SURGIREM DIFICULDADES. MANTENHA-O SEMPRE AO SEU ALCANCE.


ÍNDICE

Cuidados Gerais com o Equipamento-----	5
Explicação dos símbolos utilizados-----	6
Observações Preliminares-----	8
Descrição do NEURODYN Portable TENS/FES -----	8
NEURODYN Portable TENS/FES – Desempenho Essencial-----	8
NEURODYN Portable TENS/FES - Alimentação Elétrica-----	9
NEURODYN Portable TENS/FES – Controles, indicadores e instruções de uso-----	11
Aprendendo a usar o NEURODYN Portable TENS/FES-----	16
Função Manual para Estimulação-----	19
Corrente TENS-----	20
Aplicações da TENS-----	21
Parâmetros de Estimulação da TENS-----	21
Corrente FES-----	23
Programas gerais usando FES-----	24
Cuidados e Contra-Indicações-----	26
Colocação dos Eletrodos-----	27
Eletrodos – Recomendações-----	29
Proteção ambiental-----	31
Limpeza dos Eletrodos-----	31
Manutenção / Garantia-----	31

Localização de Defeitos-----	32
Termo de Garantia-----	32
Acessórios que acompanham o Neurodyn <i>Portable</i> TENS/FES-----	35
Características Técnicas NEURODYN <i>Portable</i> TENS/FES-----	36
Referências Bibliográficas-----	40
Compatibilidade Eletromagnética-----	41



ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRIR



O símbolo de um raio dentro de um triângulo é um aviso ao usuário sobre a presença de "tensões perigosas", sem isolamento na parte interna do aparelho que pode ser forte o suficiente a ponto de constituir um risco de choque elétrico.



Um ponto de exclamação dentro de um triângulo alerta o usuário sobre a existência de importantes instruções de operação e de manutenção (serviço técnico) no manual de instruções que acompanha o aparelho.

ATENÇÃO: Para prevenir choques elétricos, não utilizar o plugue do aparelho com um cabo de extensão, ou outros tipos de tomada a não ser que os terminais se encaixem completamente no receptáculo. Desconecte o plugue de alimentação da tomada quando não utilizar o aparelho por longos períodos.

Cuidados Gerais com o Equipamento:

O NEURODYN PORTABLE TENS/FES não necessita de providências ou cuidados especiais de instalação. Sugerimos apenas alguns cuidados gerais:

- ◆ Evite locais sujeitos às vibrações.
- ◆ Instale o aparelho sobre uma superfície firme e horizontal, em local com perfeita ventilação.
- ◆ Em caso de armário embutido, certifique-se de que não haja impedimento à livre circulação de ar na parte traseira do aparelho.
- ◆ Não apóie sobre tapetes, almofadas ou outras superfícies fofas que obstruam a ventilação.
- ◆ Evite locais úmidos, quentes e com poeira.
- ◆ Quando utilizado adaptador AC/DC, posicione o cabo de rede de modo que fique livre, fora de locais onde possa ser pisoteado, e não coloque qualquer móvel sobre ele.
- ◆ Não introduza objetos nos orifícios do aparelho e não apóie recipientes com líquido.
- ◆ Não use substâncias voláteis (benzina, álcool, thinner e solventes em geral) para limpar o gabinete, pois elas podem danificar o acabamento. Use apenas pano macio, seco e limpo.

Explicação dos símbolos utilizados:



- **ATENÇÃO!** Consultar e observar exatamente as instruções de uso contidas no manual de operação.



- Equipamento CLASSE II. Equipamento no qual a proteção contra choque elétrico não se fundamenta apenas na isolamento básica, mas incorpora ainda precauções de segurança adicionais, como isolamento dupla ou reforçada, não comportando recursos de aterramento para proteção, nem dependendo de condições de instalação.



- Equipamento com parte aplicada de tipo BF.




- Risco de choque elétrico.

IPX0 - Equipamento não protegido contra penetração nociva de água.



- Indica sensibilidade à descarga eletrostática.



- Etiqueta características da bateria de 9volts



- Indica: Parte do equipamento desligado.



- Indica: Parte do equipamento ligado.

V~


- Volts em corrente alternada.

~ line - Rede elétrica de corrente alternada.


Na Caixa de Transporte:



-FRÁGIL: O conteúdo nesta embalagem é frágil e deve ser transportado com cuidado.



-ESTE LADO PARA CIMA: Indica a correta posição para transporte da embalagem.



-LIMITES DE TEMPERATURA: Indica as temperaturas limites para transporte e armazenagem da embalagem.



- MANTENHA LONGE DA CHUVA: A embalagem não deve ser transportada na chuva.



- EMPILHAMENTO MÁXIMO: Número máximo de embalagens idênticas que podem ser empilhadas uma sobre as outras. Neste equipamento, o número limite de empilhamento é 10 unidades.

Observações Preliminares:

O NEURODYN PORTABLE TENS/FES é um estimulador transcutâneo neuromuscular utilizado nas terapias por correntes TENS e FES. Utiliza tecnologia de microcomputadores, ou seja, é **microcontrolado**. Trata-se de técnica não invasiva, sem efeito sistêmico, não causa dependência e não tem efeitos colaterais indesejáveis. Consiste na aplicação de suave estimulação elétrica através de eletrodos colocados em áreas corporais afetadas pela dor (TENS), ou ativar os músculos esqueléticos e produzir movimentos (FES). Quanto ao tipo e o grau de proteção contra choque elétrico, o NEURODYN PORTABLE TENS/FES corresponde a EQUIPAMENTO DE **CLASSE II** com parte aplicada de tipo **BF** de segurança e proteção. Deve ser operado somente por profissionais qualificados e dentro dos departamentos médicos devidamente credenciados. *Não está previsto o uso destas unidades em locais onde exista risco de explosão, tais como departamentos de anestesia, ou na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso.*

INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA POTENCIAL: *Quanto aos limites para perturbação eletromagnética, o Neurodyn Portable TENS/FES é um equipamento eletro-médico que pertence ao Grupo 1 Classe A. A conexão simultânea do paciente ao estimulador Neurodyn Portable TENS/FES e a um equipamento cirúrgico de alta frequência podem resultar em queimaduras no local de aplicação dos eletrodos e possível dano ao estimulador. A operação a curta distância (1 metro, por exemplo) de um equipamento de terapia por ondas curtas ou micro ondas pode produzir instabilidade na saída do aparelho. Para prevenir interferências eletromagnéticas, sugerimos que se utilize um grupo da rede elétrica para o Neurodyn Portable TENS/FES e outro grupo separado para os equipamentos de ondas curtas ou micro ondas. Sugerimos ainda que o paciente, o Neurodyn Portable TENS/FES e cabos de conexão sejam instalados pelo menos 3 metros dos equipamentos de terapia por ondas curtas ou micro ondas.*

Equipamentos de comunicação por radio frequência, móveis ou portáteis, podem causar interferência e afetar o funcionamento do Neurodyn Portable TENS/FES.

Descrição do NEURODYN PORTABLE TENS/FES:

O NEURODYN PORTABLE TENS/FES foi projetado seguindo as normas técnicas existentes de construção de aparelhos médicos (NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-10).

DESEMPENHO ESSENCIAL: O Neurodyn Portable TENS/FES é um equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares. Trata-se de um estimulador transcutâneo neuromuscular de correntes **TENS** e **FES**. A técnica consiste na aplicação de -

suave estimulação elétrica através de eletrodos colocados em áreas corporais afetadas pela dor (TENS), ou ativar os músculos esqueléticos e produzir movimentos (FES). Esta técnica é não invasiva, sem efeitos sistêmicos, não causa dependência e não tem efeitos colaterais indesejáveis. A intensidade de corrente necessária ao tratamento depende da sensação do paciente. Sendo assim, o tratamento deverá ser iniciado com níveis de intensidade mínimos (bem baixos), aumentando-se cuidadosamente até se conseguir os efeitos adequados ao procedimento e de acordo com a reportagem do paciente.

O NEURODYN Portable TENS/FES é um equipamento portátil e pequeno, com dois canais de saída para o paciente, que funciona com uma bateria de 9 volts tipo 6F22. Possibilita a escolha de T (duração do pulso) de 50uS a 500uS, F (frequência de repetição dos pulsos) de 0,5Hz a 250Hz e Timer (tempo de aplicação) de 1 a 60 minutos. A seleção destes parâmetros (T, F e Timer) é feita via teclado de toque com as informações mostradas em visor de cristal líquido.

O NEURODYN Portable TENS/FES pode ser também ligado a rede elétrica, bastando para isso conectá-lo ao adaptador de rede 100-240 volts para 9 volts (maiores detalhes no capítulo alimentação elétrica).

Sendo um equipamento pequeno com funcionamento à bateria de 9 volts, pode ser facilmente transportado e utilizado pelo próprio paciente, pois é dotado de bolsa com presilha para cintos.

O NEURODYN PORTABLE TENS/FES possibilita os seguintes modos de operação:

- 1- TENS: modo normal (TENS: convencional).
- 2- TENS Vf (TENS com variação automática de frequência).
- 3- TENS Vif (TENS com variação automática de intensidade e frequência).
- 4- TENS Ac (TENS Acupuntura)
- 5- BURST (TENS modulado em trens de pulso a 2Hz)
- 6- FES SYNC (FES sincronizado)
- 7- FES REC (FES recíproco)
- 8- FES SYNC Vif (FES sincronizado com variação automática de intensidade e frequência)
- 9- FES REC Vif (FES recíproco com variação automática de intensidade e frequência)

NEURODYN PORTABLE TENS/FES - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA



O NEURODYN Portable TENS/FES é um equipamento que funciona com bateria de corrente contínua de 9 volts tipo 6F22. Possibilita opção de funcionamento com adaptador AC/DC monofásico, também chamado de eliminador de pilhas. As características técnicas deste adaptador AC/DC monofásico são: tensão de rede de 100/240 volts AC/50-60 Hz com saída estabilizada de 9 volts DC 500mA (pino tipo P4 2,5 X 5,5 X 9 mm com positivo externo e negativo interno).


O Neurodyn Portable TENS/FES foi adequado (certificado) às normas técnicas NBRIEC 60601-1, NBRIEC 60601-1-2 e NBRIEC 60601-2-10 somente quando utilizado com bateria de 9 volt ou com o adaptador AC/DC fornecido como acessório. Sendo assim, não é garantido o seu funcionamento dentro das referidas normas quando utilizado com adaptador AC/DC (eliminador de pilhas) de outro fabricante.



ADAPTADOR AC/DC



Na parte traseira do equipamento encontra-se o compartimento da bateria. Quando houver a necessidade de trocar esta bateria, abrir este compartimento, desconectar a bateria fraca e conectar a nova bateria de 9 volts tipo 6F22. Segundo o fornecedor, a temperatura de operação de maior rendimento da bateria de 9 volts é de -20°C a 54°C . *O conector de bateria dentro do compartimento é especial e não permite substituição incorreta. Portanto, não é possível a conexão com polaridade invertida da bateria. O equipamento possui proteção contra riscos de segurança se a bateria estiver fraca. Quando o estado da bateria for precário (fraca), o visor de cristal líquido do NEURODYN Portable TENS/FES exibirá mensagem de bateria fraca (LB). Mesmo com a bateria fraca, o equipamento funcionará por mais um tempo desligando automaticamente quando a bateria se esgotar. Nesse momento o visor de cristal líquido (5) exibirá a mensagem:*



Advertência: Remover a bateria de 9 volts se houver probabilidade de o equipamento não ser utilizado por mais de três meses.

Obs.: 1- Caso você esteja utilizando o adaptador AC/DC e faltar energia elétrica, quando ela voltar o Neurodyn Portable TENS/FES estará desligado. Isto acontece como segurança para o paciente. Ligue novamente o equipamento e prossiga com o tratamento.


2- Dentro do equipamento, existem tensões perigosas. *Nunca abra o equipamento.*

- *Atenção: A aplicação dos eletrodos próximos ao tórax pode aumentar o risco de fibrilação cardíaca.*


NEURODYN PORTABLE TENS/FES

Controles, indicadores e instruções de uso.


VISÃO FRONTAL




VISÃO SUPERIOR



VISÃO LATERAL DIREITA




VISÃO TRASEIRA



1- Tecla liga/desliga:



Para ligar o equipamento, pressione  no canto superior direito.

Para desligar o equipamento, pressione  no canto inferior esquerdo.

2- Tecla **Mode** - permite a seleção do modo de estimulação:

- 1- TENS – tens normal
- 2- TENS Vf - tens com variação automática de frequência, ou seja, varia a frequência de repetição do pulso (F), proporcionando uma maior varredura das fibras musculares. Quando este modo é selecionado, a frequência de repetição do pulso (F) cresce variando automaticamente de 7 Hz até 65 Hz, num tempo aproximado de 12,5 segundos. Logo em seguida a frequência de repetição do pulso (F) decresce de 65 Hz até 7 Hz num tempo aproximado de 12,5 segundos. Estes ciclos se repetem indefinidamente até que o modo de estimulação seja alterado.
- 3- TENS Vif – tens com variação automática de intensidade e frequência, ou seja, varia ao mesmo tempo a duração do pulso (T) e da frequência de repetição do pulso (F), proporcionando uma maior varredura das fibras musculares, evitando também a acomodação muscular causada pela passagem da corrente. Quando este modo é selecionado, a duração do pulso (T) decresce variando automaticamente de 225 useg até 50 useg, enquanto a frequência de repetição do pulso (F) cresce variando automaticamente de 7 Hz até 65 Hz, num tempo aproximado de 12,5 segundos. Logo em seguida a duração do pulso (T) cresce variando automaticamente de 50 useg até 225 useg, enquanto a frequência de repetição do pulso (F) decresce de 65 Hz até 7 Hz num tempo aproximado de 12,5 segundos. Estes ciclos se repetem indefinidamente até que o modo de estimulação seja alterado.
- 4- TENS AC - tens com variação automática de intensidade e frequência. Quando este modo é selecionado, a duração do pulso (T) decresce variando automaticamente de 275 useg até 175 useg, enquanto a frequência de repetição do pulso (F) cresce variando automaticamente de 5 Hz até 25 Hz, num tempo aproximado de 12,5 segundos. Logo em seguida a duração do pulso (T) cresce variando automaticamente de 175 useg até 275 useg, enquanto a frequência de repetição do pulso (F) decresce de 25 Hz até 5 Hz num tempo aproximado de 12,5 segundos. Estes ciclos se repetem indefinidamente até que o modo de estimulação seja alterado.
- 5- BURST - Modulação em Trens de Pulso: 7 pulsos correspondentes a ciclo on de 28 msec e ciclo off de 472 msec (2 Hz).
- 6- FES SYNC – FES sincronizado. Neste caso o aparelho fará estimulação utilizando as rampas on, off, rise e decay. Neste modo sincronizado os dois canais executam a estimulação ao mesmo tempo. Os valores para as rampas ON, OFF, RISE e DECAY podem ser escolhidos.

- 7- FES REC – FES recíproco. Neste caso o aparelho fará estimulação utilizando as rampas on, off, rise e decay. Neste modo recíproco os dois canais executam a estimulação de modo alternado. Os valores para as rampas ON, OFF, RISE e DECAY podem ser escolhidos.
 - 8- FES SYNC Vif – FES sincronizado com Vif. Neste caso o aparelho fará estimulação (dois canais ao mesmo tempo) utilizando as rampas on, off, rise e decay associadas a variação automática de intensidade e frequência, ou seja, varia ao mesmo tempo a duração do pulso (T) e da frequência de repetição do pulso (F), proporcionando uma maior varredura das fibras musculares, evitando também a acomodação muscular causada pela passagem da corrente. Quando este modo é selecionado, a duração do pulso (T) decresce variando automaticamente de 225 useg até 50 useg, enquanto a frequência de repetição do pulso (F) cresce variando automaticamente de 7 Hz até 65 Hz. Logo em seguida a duração do pulso (T) cresce variando automaticamente de 50 useg até 225 useg, enquanto a frequência de repetição do pulso (F) decresce de 65 Hz até 7 Hz. Estes ciclos acontecem e se repetem indefinidamente durante a execução das rampas Rise, On e Decay até que o modo de estimulação seja alterado.
 - 9- FES REC Vif – FES recíproco com Vif. Neste caso o aparelho fará estimulação (alternando os dois canais) utilizando as rampas on, off, rise e associadas a variação automática de intensidade e frequência, ou seja, varia ao mesmo tempo a duração do pulso (T) e da frequência de repetição do pulso (F), proporcionando uma maior varredura das fibras musculares, evitando também a acomodação muscular causada pela passagem da corrente. Quando este modo é selecionado, a duração do pulso (T) decresce variando automaticamente de 225 useg até 50 useg, enquanto a frequência de repetição do pulso (F) cresce variando automaticamente de 7 Hz até 65 Hz. Logo em seguida a duração do pulso (T) cresce variando automaticamente de 50 useg até 225 useg, enquanto a frequência de repetição do pulso (F) decresce de 65 Hz até 7 Hz. Estes ciclos acontecem e se repetem indefinidamente durante a execução das rampas Rise, On e Decay até que o modo de estimulação seja alterado.
- 3- Tecla **Set** - permite a seleção da duração do pulso (T), da frequência de repetição do pulso (F), Timer (tempo de aplicação), Rise (tempo para ir da contração mínima à máxima), On (tempo de contração máxima), Decay (tempo para ir da contração máxima à mínima), Off (tempo de repouso da contração) e M.Stim (estimulação manual).
 - 4- Teclas **up** e **down** (ajuste de T, F e Timer): permite escolher valores para as funções T(us), F(Hz), Timer (min), Rise (s), On (s), Decay (s), Off (s). F(Hz) pode ser ajustado dentro de uma faixa de 0,5 a 250 pulsos por segundo (0,5 a 250 Hertz). T(us) duração do pulso (largura do pulso), pode ser ajustado dentro de uma faixa de 50 a 500 micro-segundos (us). Timer (min) é o tempo de aplicação e pode ser -

ajustado de 1 a 60 minutos. Rise (s) (rampa de subida) pode ser ajustado de 1 a 9 segundos. On (s) (sustentação máxima da contração) pode ser ajustado de 1 a 30 segundos. Decay (s) (rampa de descida) pode ser ajustado de 1 a 9 segundos. Off (s) (repouso) pode ser ajustado de 1 a 30 segundos. A função MStim (estimulação manual) será descrita na página 19.

- 5- Visor de cristal líquido: indica os valores escolhidos para as funções do equipamento tais como: T(us), F(Hz), Timer (min), Rise(s), On(s), Decay(s), Off(s), MStim e Mode.
- 6- Tecla de controle **Up** e **Down Intensity** – Seleciona a intensidade de corrente dos canais 1 e 2 de saída para o paciente.
- 7- Indicador luminoso (amarelo) da presença de uma intensidade de corrente de saída para o paciente que possa entregar para uma resistência de carga de 1000 ohms uma tensão maior que 10 V ou uma corrente maior que 10 mA eficazes.
- 8- Conexão do cabo para o paciente do canal 1 (fios laranja).
- 9- Conexão do cabo para o paciente do canal 2 (fios Preto).
- 10-DC Adaptor – entrada do adaptador AC/DC, também chamado de eliminador de pilhas.
- 11-Etiqueta com as características da corrente de saída do NEURODYN Portable TENS/FES.
- 12-Tampa do compartimento da bateria de 9 volts.
- 13-Compartimento e conector da bateria de 9 volts. Quando houver necessidade de trocar esta bateria, abrir este compartimento, desconectar a bateria fraca e conectar a nova bateria de 9 volts tipo 6F22. *O conector de bateria dentro do compartimento é especial e não permite substituição incorreta. Portanto, não é possível a conexão com polaridade invertida da bateria.*
- 14-Etiqueta de características gerais.
- 15- Etiqueta selo Inmetro.


Advertência: Remover a bateria de 9 volts se houver probabilidade de o equipamento não ser utilizado por mais de três meses.

Aprendendo a usar o Neurodyn Portable TENS/FES:


1º passo: Retire o equipamento do saco plástico de proteção e abra a tampa do compartimento da bateria de 9 volts localizada na traseira do aparelho.



2º passo: Localize a bateria de 9 volts fornecida como acessório do equipamento. Retirar a embalagem de proteção e conectar a bateria no conector dentro do compartimento. *O conector de bateria dentro do compartimento é especial e não permite substituição incorreta. Portanto, não é possível a conexão com polaridade invertida da bateria.*



3º passo: Colocar os cabos de conexão ao paciente no conector de saída localizado na parte superior do equipamento. O cabo laranja é o canal 1. O cabo preto é o canal 2.




4º passo: Colocar os eletrodos de borracha de silicone condutiva nos pinos banana localizados na extremidade do cabo de conexão ao paciente.




Atenção:


- 1- O conector de fixação do cabo dos eletrodos deve ser fixado no conector de saída localizado na parte superior do aparelho.
- 2- Para retirar os pinos bananas dos eletrodos, basta puxá-los pela sua capa protetora. *Nunca puxar pelo cabo.*

Os parâmetros do NEURODYN Portable TENS/FES são programados por teclado de toque e indicados em visor de cristal líquido. Segue abaixo os passos necessários para se operar o equipamento.

5º passo: Ligue o equipamento através da tecla  Ao ligar o aparelho, o visor de cristal líquido (5) mostrará uma mensagem. Essa mensagem será sempre a última programação executada no equipamento. Para exemplo, vamos supor que foi exibida a seguinte mensagem:




6º passo: Pressione agora a tecla **Mode** (2). Note que um ponto estará piscando indicando que a função **Mode** está pronta para programação. Agora, pressionando a tecla **Mode** (2), é possível selecionar-se o modo de estimulação: **1-** TENS; **2-** TENS Vf; **3-** TENS Vif; **4-** TENS AC, **5-** BURST, **6-** Fes Sync, **7-** Fes Rec, **8-** Fes Sync Vif, e **9-** Fes Rec Vif. Como exemplo, selecione (pressionando a tecla Mode) o número 1, que é a função modo de estimulação Tens. O visor de cristal líquido (5) exibirá:



7º passo: Pressione agora a tecla **Set** (3) e note que o ponto agora estará piscando indicando que a função **Set** está pronta para programação. Agora, pressionando a tecla **Set** (3), é possível selecionar; **1-** T (uS); **2-** F(Hz), **3-** Timer (min), **4-** Rise(s), **5-** On(s), **6-** Decay(s), **7-** Off(s) e **8-** MStim. Como exemplo, selecione (pressionando a tecla

Set) o número **2**, que é a função F(Hz). Através das teclas **up/down** (4) selecione 50 Hz. O visor de cristal líquido (5) exibirá:




Ainda através da tecla Set (3) selecione valores para T(uS) (duração do pulso) e Timer (min) (tempo de aplicação). Selecione agora através das teclas **Up/Down Intensity** (6) a intensidade de corrente necessária ao tratamento.


Como visto até aqui, o painel do Neurodyn Portable TENS/FES é auto-explicativo, bastando alguns minutos de manuseio para se familiarizar com a maneira de programá-lo.


OBS.: Sugerimos que os procedimentos de preparo do paciente e colocação dos eletrodos sejam feitos antes de se ligar e programar o aparelho.

Lembrete (texto transcrito do Desempenho Essencial): A técnica utilizada no tratamento por corrente TENS/FES é não invasiva, sem efeitos sistêmicos, não causa dependência e não tem efeitos colaterais indesejáveis. A intensidade de corrente necessária ao tratamento depende da sensação do paciente. Sendo assim, o tratamento deverá ser iniciado com níveis de intensidade mínimos (bem baixos), aumentando-se cuidadosamente até se conseguir os efeitos adequados ao procedimento e de acordo com a reportagem do paciente.

Obs.: Ao final do tempo de aplicação programado, o indicador luminoso amarelo da presença de uma intensidade de corrente de saída (7) se apaga indicando final de tratamento. As intensidades de corrente serão “zeradas”. Nesse momento, o visor de cristal líquido (5) exibirá a mensagem:




Pressione a tecla  para desligar o equipamento.

Se nova aplicação for necessária, ligue novamente o aparelho através da tecla  e faça nova programação.

Obs.: Sempre que se ligar o equipamento, as informações indicadas serão sempre as programadas em sua última aplicação.

Função **M.Stim (Manual Stimulation)** – Interruptor Manual para Estimulação:

Quando selecionado através da tecla Set a função M.Stim, a tecla UP se tornará uma tecla interruptor (note a indicação MS).




Essa tecla (agora denominada MS) interruptor manual para estimulação é de grande ajuda ao profissional operador. Trata-se de um interruptor, que permite que a estimulação seja feita de maneira manual. Quando este interruptor é acionado, o equipamento executa as rampas rise, on, decay e para, ou seja, ficará em off pelo período que o operador achar necessário. Lembre-se, cada vez que este interruptor for acionado o NEURODYN Portable TENS/FES executará a estimulação seguindo as rampas de rise, on e decay programadas.


Para se utilizar essa tecla MS interruptor manual para estimulação, você deverá selecionar através da tecla **Mode** a função número **6** (Fes Sync), **7** (Fes Rec), **8** (Fes Sync Vif) ou **9** (Fes Rec Vif). Logo após, através da tecla **Set**, selecione a função **8** (M.Stim) do Neurodyn TENS/FES portable. Portanto a tecla MS interruptor manual para estimulação somente funciona nos modos FES. Como exemplo, vamos simular um tratamento que utilize FES sincronizado (Fes Sync) com estimulação manual com as seguintes rampas: Rise – 3 segundos, On – 5 segundos, decay – 2 segundos e Off – 15 segundos.

Ligue o aparelho e através da tecla **Mode** selecione o número **6** (Fes Sync). Depois através da tecla **Set** selecione: o número **4** (Rise) e através das teclas **Up/Down** selecione 3 segundos. Selecione o número **5** (On) e através das teclas **Up/Down** selecione 5 segundos. Selecione o número **6** (Decay) e através das teclas **Up/Down** selecione 2 segundos. Selecione o número **7** (Decay) e através das teclas **Up/Down** selecione 15 segundos. Finalmente selecione através da tecla **Set** o número 8 (M.Stim).

O visor de cristal líquido exibirá a seguinte mensagem:



Pressione agora a tecla **Up** para ligar a função MS.
O visor de cristal líquido exibirá agora a seguinte mensagem:



Selecione agora através das teclas **Up/Down Intensity (6)** a intensidade de corrente necessária ao tratamento.

Agora, toda vez que a tecla MS for pressionada, um ciclo de estimulação de acordo com a programação feita será executado.

CORRENTE TENS -

A **Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea** (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), sozinha ou em combinação com analgésicos, alivia as dores agudas e crônicas. Trata-se de uma estimulação elétrica suave em áreas corporais afetadas pela dor. Esta estimulação é feita através de eletrodos que produzem um bloqueio da mensagem dolorosa dessas áreas ao sistema nervoso central.

Princípios de Operação

A “Teoria das Comportas” proposta pelos Drs. Ronald Melzack e Patrick D. Wall em 1965, dizia resumidamente, que a transmissão de sensação é controlada por um balanço do número de impulsos através das fibras sensoriais de pequeno diâmetro e as fibras de largo diâmetro. Levando em consideração dados demonstrados em experiências com animais, existem efeitos diferenciais em axônios colaterais de fibras aferentes de largo diâmetro, mediadoras de tato e pressão, e nas fibras aferentes de pequeno diâmetro, que conduzem estímulos nociceptivos aos interneurônios da substância gelatinosa. Esses interneurônios podem ser facilitados através de impulsos aferentes dos colaterais de grosso diâmetro e inibidos através de axônios colaterais do sistema de pequeno diâmetro. Em adição, o interneurônio é inibitório para as terminações de ambas as classes de fibras aferentes.

Conseqüentemente, quando as fibras aferentes de grosso diâmetro têm maior frequência de intensidade do que os impulsos das fibras de menor diâmetro, os interneurônios inibitórios são ativados para inibir de forma pré-sináptica a transmissão central dos estímulos, tanto nódicos como não nódicos. A comporta seria fechada.

Fica claro que o contrário deve acontecer, caso a maior transmissão ocorra através do sistema de pequeno diâmetro.

A estrutura fundamental desta teoria conforma a base para muitas explicações mais contemporâneas do alívio da dor pelo TENS. O que chamou a atenção de cientistas e clínicos no modelo de Melzack-Wall foi, especificamente, o reconhecimento de que a percepção da dor pode ser modulada em algum lugar do neuroeixo.

Aplicações da TENS

- Dores Pós-Operatórias
- Dores Cervicais, Cervicobraquialgias
- Dores Lombares, Cíatalgias
- Dores de Cabeça, Face, Dentais e de ATM
- Dores Articulares, Artrites, Bursites, Luxações e Entorses
- Dores Musculares, Contusões, Miosites, Tendinites, Miofaciais
- Dores de Câncer
- Dores Viscerais Abdominais
- Dores nas Costas e Torácicas
- Dores no Coto de Amputação e em Membros Fantasma
- Dores Talâmicas e das Lesões Medulares
- Neuropatias e Neurites, Occipital, Pós-Herpética, Trigeminal, Diabética e Traumática
- Distrofias Simpático Reflexas, Causalgias

PARÂMETROS DE ESTIMULAÇÃO

Existem fundamentalmente cinco formas principais de estimulação com TENS:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Convencional (Normal) | - TENS-Acupuntura |
| - TENS Breve e Intensa | - Trens de pulso (Burst) |
| - TENS VIF | |

Ação Neurofisiológica da TENS e Parâmetros:

TENS CONVENCIONAL:

FREQÜÊNCIA do PULSO:- Alta / aproximadamente 50-100Hz

TEMPO de PULSO:- Estreito / aproximadamente 45-80 useg.

INTENSIDADE:- Perceptível, parestesia alta mas sem causar fasciculação ou contração muscular significativa.

SÍTIO ANALGÉSICO:- Segmental, no corno posterior da medula.

REVERSIBILIDADE:- Não reversível por antagonistas neuro-humorais.

MECANISMOS:- Teoria da Comportas; contra irritação; Teoria do envolvimento cortical inibitório; Rompimento do padrão talâmico de dor.

TENS ACUPUNTURA:

FREQÜÊNCIA do PULSO:- Baixa / aproximadamente 10-20 Hz

TEMPO do PULSO:- Largo / aproximadamente 150-250 useg.

INTENSIDADE:- Alta, no limite do suportável; com contrações musculares ritmadas fortes.

SÍTIO ANALGÉSICO:- Segmental e extrasegmental supraespinal e no corno dorsal da medula.

REVERSIBILIDADE:- Reversível pelo naloxone.

MECANISMOS:- Neuro-humoral serotoninérgico.

TENS BREVE E INTENSA:

FREQÜÊNCIA do PULSO:- Alta / aproximadamente 100-150 Hz

TEMPO de PULSO:- Largo / aproximadamente 150-250 useg.

INTENSIDADE:- Alta, no limite do suportável; pode causar contrações musculares tetonizantes ou fasciculações não ritmadas.

SÍTIO ANALGÉSICO:- Segmental e extrasegmental, no corno posterior da medula (DNIC), nervo periférico e mesencéfalo.

REVERSIBILIDADE:- Reversível por antagonistas à serotonina.

MECANISMOS:- Bloqueio da condução química, isquêmica ou anódica; contra irritação; Teoria do envolvimento cortical inibitório; rompimento do padrão talâmico de dor; Serotoninérgico.

TRENS DE PULSO (BURST):

FREQÜÊNCIA DE PULSO:- Portadora alta ou baixa / aproximadamente 50-160 Hz; envoltória baixa / aproximadamente 2 Hz.

TEMPO de PULSO:- Largo / aproximadamente 100-200 useg.

INTENSIDADE:- Alta, no limite do suportável; com contrações musculares ritmadas fortes além da parestesia.

SÍTIO ANALGÉSICO:- Segmental e extrasegmental supraespinal e no corno dorsal da medula.

REVERSIBILIDADE:- Reversível pelo naloxona.

MECANISMOS:- Neuro-humoral serotoninérgico; Teoria do envolvimento cortical inibitório; rompimento do padrão talâmico da dor.

TENS VIF:

F (frequência de repetição do pulso) - varredura automática; crescendo de 7Hz a 65Hz e decrescendo de 65Hz a 7Hz passando por todas as frequências intermediárias em 12,5 segundos.

T (duração do pulso) - varredura automática; decrescendo de 225useg a 50useg e crescendo de 50useg. a 225useg., passando por todas as larguras de pulso intermediárias em 12,5 segundos.

INTENSIDADE:- Alta, no limite do suportável; pode causar contrações musculares tetonizantes ou fasciculações não ritmadas.

SÍTIO ANALGÉSICO:- Segmental e extrasegmental, no corno posterior da medula (DNIC), nervo periférico e mesencéfalo.

REVERSIBILIDADE:- Reversível por antagonistas à serotonina.

MECANISMOS:- Bloqueio da condução química, isquêmica ou anódica; contra irritação; Teoria do envolvimento cortical inibitório; rompimento do padrão talâmico de dor; Serotoninérgico. Recrutamento de ampla faixa de fibras musculares evitando-se também acomodação da musculatura devido à estimulação elétrica.

CORRENTE FES -

A estimulação funcional elétrica (**F**uncional **E**lectrical **S**timulation) há muito tempo é utilizada para tratar as atrofia por desuso, especialmente às causadas por longos períodos de imobilização. Nos pacientes imobilizados a FES pode ajudar a retardar e tratar as atrofia por desuso, a manter ou ganhar a amplitude dos movimentos articulares e combater as contraturas, reduzindo assim, o tempo de recuperação funcional do indivíduo. Nos hemiplégicos e lesados medulares, um programa de estimulação elétrica neuromuscular diária, pode ajudar a minimizar a degeneração neuronal e muscular. Contribui com a facilitação neuromuscular e auxilia no controle da espasticidade. Em todos os casos a Estimulação Elétrica Funcional (FES) é um recurso auxiliar no fortalecimento dos músculos, aumento do fluxo circulatório loco-regional e diminuição da fadigabilidade muscular.

INDICAÇÕES :

- Facilitação Neuromuscular
- Fortalecimento Muscular
- Ganhar ou manter amplitude de movimento articular
- Combater contraturas e tecidos moles
- Controlar a Espasticidade
- Para uso como uma Órtese

USOS ORTÓTICOS DA FES:

Principais indicações - estimulação facilitatória para o treino de marcha precoce em pacientes hemiplégicos, nos portadores de seqüelas de lesões medulares e em lesões nervosas periféricas neuropráticas. Para manter o alinhamento funcional de um ombro sub-luxado.

Objetivos - substituir as órteses mais convencionais, principalmente como recurso terapêutico clínico, e também podendo ser usada como auxílio funcional permanente.

Características de estimulação - depende do tipo de assistência ortótica desejada; se estabilizadora ou para facilitação de algum movimento específico.

PROGRAMAS GERAIS USANDO FES

FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR

Objetivo: aumentar o movimento e facilitar a reaprendizagem motora.

Intensidade: suficiente para produzir um estímulo “gatilho”, para auxiliar o início do movimento ou para completar seu arco total, amplificando o esforço voluntário do paciente.

Tempo de ON: variável em forma de “gatilho”. Pode ser disparado manualmente pelo fisioterapeuta ou paciente, de forma a se conseguir iniciar ou completar o movimento.

Tempo de OFF: suficientemente grande para permitir uma nova participação ativa do paciente.

Duração (sessão): curta, varias vezes ao dia (máximo de 15 minutos).

Colocação dos Eletrodos: nos músculos paréticos agonistas do movimento que se quer facilitar.

Indicações: pacientes hemiplégicos; pacientes com traumatismo craniano; pacientes com traumas raqui-medulares incompletos; pacientes com lesões nervosas periféricas, sem reação de degeneração; pacientes ortopédicos que tiveram sua musculatura submetida a desuso prolongado.

O paciente deve visualizar a ação muscular, pois sua cooperação ativa é obrigatória e determinante no tratamento.

AMPLITUDE DE MOVIMENTOS E CONTRATURAS:

Objetivo: permitir que uma articulação seja mobilizada em toda sua excursão disponível.

Intensidade: suficiente para produzir uma contração ampla e uniforme do músculo, que movimente a articulação em todo seu arco disponível.

Frequência: maior que 20 Hz.

Tempo de ON: aproximadamente 6 segundos.

Tempo de OFF: aproximadamente 12 segundos.

Relação ON/OFF: 1/2

Duração (sessão): para manter ADM - 30 à 60 minutos; para ganhar ADM - 1 à 2 horas, realizadas em várias sessões curtas, durante o dia (15 à 30 minutos).

Colocação dos eletrodos: nos músculos agonistas ao movimento limitado.

Indicações: limitações e contraturas articulares de qualquer natureza.

Cuidados: evitar produzir contração excessiva, nos limites funcionais da articulação.

Pode provocar inflamação, edema e dor articular.

A técnica não necessita da cooperação ativa do paciente e as articulações que melhor respondem a esta técnica são o cotovelo e o joelho.

FORTALECIMENTO MUSCULAR:

Objetivo: fortalecer um músculo ou grupo muscular debilitado por desuso.

Intensidade: suficiente para vencer uma carga adequada.

Frequência: entre 20 e 50 Hz.

Tempo de ON: aproximadamente 4 à 6 segundos.

Tempo de OFF: aproximadamente 12 à 18 segundos.

Relação ON/OFF: 1/3

Duração (sessão): 30 à 60 minutos, duas vezes ao dia.

Colocação dos eletrodos: Próximo aos pontos motores dos músculos.

Indicações: Atrofias por desuso causadas por problemas ortopédicos, incluindo artrites, lesões antigas do motoneurônio superior, lesões com reinervação dos nervos periféricos, lesões medulares incompletas.

Cuidados: evitar fadiga muscular. Os resultados aparecem em 2 à 10 semanas, dependendo da causa e importância da atrofia. A cooperação ativa do paciente pode ser mínima. Pode-se intercalar 30 minutos de estimulação com 30 minutos de exercitação ativa; aumentando-se este tempo para até 60 minutos se não houver sinais de fadiga. Na sequência do tratamento, o ciclo on pode ser alterado para até 16 segundos e o ciclo off para 4 segundos, estabelecendo uma relação on/off de 4/1.

CONTROLE DA ESPASTICIDADE:

Objetivo: controlar a espasticidade, ainda que temporariamente, permitindo a realização de programas de treinamento funcional, facilitação e fortalecimento muscular.

Intensidade: moderada.

Tempo de On: de 10 à 15 segundos, mobilizando a articulação em todo o seu arco.

Tempo de OFF: 40 à 60 segundos, para evitar a fadiga.

Relação aproximada ON/OFF : 1/5.

Duração (sessão): 30 minutos, 3 vezes ao dia durante um mes.

Indicações: pacientes hemiplégicos espásticos.

Cuidados: interromper tratamento se for observada resposta paradoxal (desencadear movimentos antagônicos ao grupo muscular estimulado).

Os resultados aparecem durante o tratamento, podendo persistir por um tempo variável após sua interrupção.

Os relatos sobre o controle da espasticidade ainda são muito pobres e dispersos. Mais pesquisas são necessárias antes que uma afirmação definitiva sobre a efetividade da estimulação sobre a espasticidade possa ser feita.



CUIDADOS E CONTRA-INDICAÇÕES

As precauções e contra-indicações para corrente TENS ou FES não são diferentes de outras formas de corrente para estimulação elétrica. Assim sendo, não existe até hoje contra-indicações absolutas para o uso da corrente TENS ou FES. Apenas algumas precauções devem ser tomadas:

Não Aplicar em Dores Não Diagnosticadas: pode motivar uma atividade física mais vigorosa antes que uma lesão esteja recuperada ou mascarar uma doença grave.

Dispositivo Eletrônico Implantado: recomenda-se que um paciente com um dispositivo eletrônico implantado (por exemplo, um marca-passo cardíaco) não seja submetido à estimulação, a menos que uma opinião médica especializada tenha sido anteriormente obtida.

Pacientes Cardíacos: podem apresentar reações adversas. Tome muito cuidado e redobre a atenção durante a aplicação da TENS ou FES.

Gravidez: evite a aplicação durante os três primeiros meses, principalmente em regiões lombar e abdominal.

Não Estimular Sobre os Seios Carotídeos: pode exacerbar reflexos autonômicos vagal.

Estimular Com Intensidades Reduzidas as Regiões do Pescoço e da Boca: para evitar espasmos dos músculos laríngeos e faríngeos.

Cuidados nas aplicações em crianças, pacientes senis e epiléticos.

Equipamentos de monitoração: Evite o uso do equipamento TENS/FES em salas de recuperação pós-cirúrgicas quando o paciente estiver sendo monitorado por monitor cardíaco ou qualquer outro tipo de monitoração eletrônica.

Condições da pele: O uso contínuo da estimulação elétrica pode ocasionar irritação perigosa da pele. Se erupção ou outro sintoma raro aparecer, desligue o TENS/FES, remova os eletrodos e notifique o seu fisioterapeuta ou médico.

Não coloque os eletrodos sobre a boca ou pescoço: Espasmos musculares podem ocorrer e ocasionar bloqueamento das vias respiratórias.

Aversão ao uso de estimulação elétrica: Algumas pessoas acham a estimulação elétrica extremamente desagradável. Estes pacientes provavelmente deverão ser excluídos do tratamento por estimulação elétrica.

Fatores gerais que interferem com estimulação:

- * Obesidade
- * Presença de neuroplastia periférica
- * Diminuição da capacidade sensorial
- * Aceitação e tolerância da corrente estimuladora pelo paciente

Em obesos: a espessura do tecido adiposo isola o nervo motor.

Em pacientes com neuroplastia periférica: não existe resposta a estímulos elétricos de curta duração.

Na deficiência sensorial: pode haver irritação da pele.

O paciente: deve progressivamente se acostumar à sensação produzida pela estimulação.

Colocação dos Eletrodos

- A chave para o sucesso na utilização da estimulação elétrica esta na correta colocação dos eletrodos. Às vezes é necessário experimentar vários lugares antes de determinarmos a melhor colocação e bloquearmos a dor.
- Antes de colocar os eletrodos, limpe a área com sabão suave e água, removendo desta maneira a oleosidade e possíveis fragmentos da pele, reduzindo desta maneira a resistência a passagem da corrente elétrica. Enxágüe e enxugue a área antes de colocar os eletrodos.
- Aplique o gel condutor apropriado, fornecido pelo fabricante, em camada homogênea de aproximadamente 1 a 2 mm de espessura, na parte inferior de cada eletrodo. Alguns eletrodos são auto-adesivos e não necessitam do gel. Os eletrodos devem ser colocados com fita adesiva (exceto auto-adesivos). Certifique-se de que todos os lados estão bem firmes e ajustados à pele.
- Terminado o tempo da aplicação, retire os eletrodos, lave a pele e os eletrodos com água e sabão, enxágüe e enxugue.

Localização dos eletrodos (Controle da dor): O ideal é colocar os eletrodos sobre o local da dor, a fim de se ativar as fibras nervosas sensoriais nas proximidades, e obter-se um máximo efeito bloqueador. A colocação dos eletrodos é normalmente, no tratamento da dor aguda ou crônica, próxima à região da dor, de modo a não agravar as condições locais.

Colocação dos eletrodos que são mais freqüentemente utilizadas na maior parte das síndromes dolorosas, tanto agudas quanto crônicas:

Unilateral: colocação em um dos lados de uma articulação, da coluna, da face, da cabeça ou de uma extremidade. Pode ser realizada com um ou dois eletrodos.

Bilateral: os eletrodos de um ou dos dois canais são colocados em ambos os lados da coluna, da face, da cabeça ou das articulações. Com dois canais, um par pode ser colocado no lado oposto ao outro par, ou de forma a estimular um determinado nervo periférico em extremidades opostas. Obs : Um canal pode ser usado para estimular o sítio de dor relacionado e o outro canal, um sítio não relacionado.

Proximal: todos os eletrodos são colocados acima do nível da lesão. Eficiente nas lesões de nervos periféricos, lesões medulares e na dor de membro fantasma.

Distal: envolve pelo menos a colocação de um eletrodo na periferia da dor referida para assegurar a percepção da parestesia através de toda região dolorosa.

Linear : envolve a colocação dos eletrodos de forma proximal e distal, assim como em sítios referentes aos pontos gatilhos ou raízes nervosas relacionadas à dor.

Alternada: envolve a colocação alternada dos canais quando se estimula de forma linear, para assegurar uma melhor distribuição da parestesia na região dolorosa.

Cruzada: ocorre quando uma estimulação com dois canais cruza a área de dor, concentrando, dessa forma, a percepção da corrente na região dolorosa.

Miótomo Segmentalmente Relacionado: quando a estimulação é intolerável no local da dor, os eletrodos devem ser colocados em grupos musculares distantes, porém innervados pelos mesmos níveis medulares da região dolorosa. Sugere-se usar as formas de estimulação fortes e os trens de pulso.

Remota: os eletrodos de um ou dois canais são colocados em região segmentalmente relacionadas ou não com a área dolorosa. Um sítio remoto pode estar localizado pro

ximal, distal ou contralateral à região de dor. Geralmente emprega-se uma estimulação forte nessas áreas.

Contralateral: quando a estimulação que envolve uma extremidade ou um dos lados do corpo não pode ser realizada (geralmente em casos de queimaduras ou hiperestésias), a estimulação do mesmo nervo de forma contralateral pode ser benéfica. A estimulação contralateral

não promoverá um alívio tão efetivo quanto o da estimulação ipsilateral e, deve ser usada somente como último recurso.

Sítios não Relacionados: quando as técnicas acima descritas não se mostrarem efetivas, bons resultados podem ser conseguidos através de estimulações de regiões superficiais dos nervos mediano, ulnar e ciático; das extremidades inferior e superior da coluna; das regiões cervical alta e transcraniana.

Região Cervical Alta: pode ser feita com um ou dois canais colocando-se os eletrodos atrás da orelha e imediatamente acima do processo mastóide.

Transcraniana: estimulação com um ou dois canais nas regiões de ambas as fossas temporais. O ponto exato situa-se uma polegada anterior e superior à orelha.

Deve ser dada preferência às colocações de eletrodos que cubram automaticamente as regiões dolorosas.

Atenção: A aplicação dos eletrodos de silicone próximos ao tórax pode aumentar o risco de fibrilação cardíaca.

ELETRODOS - RECOMENDAÇÕES

O NEURODYN PORTABLE TENS/FES possibilita estimulação neuromuscular transcutânea com corrente TENS ou FES.

Para isso utilizamos eletrodos de borracha de silicone especiais que são fornecidos com o equipamento.

O tamanho (área em cm^2) dos eletrodos utilizados em eletro estimulação é muito importante;

- Recomendamos usar somente os eletrodos que são fornecidos como acessórios do NEURODYN PORTABLE TENS/FES no tamanho 30 X 50 mm e 50 X 50 mm. O método de aplicação destes eletrodos é muito simples. De maneira geral, os eletrodos utilizados de 30 X 50 mm ou 50 X 50 mm se acomodam perfeitamente nas vá
-

rias partes do corpo ocasionando um efeito profundo nos tecidos e um tratamento confortável ao paciente.

- Se o usuário quiser utilizar outro tipo de eletrodo, recomendamos sempre os de tamanho maior que os fornecidos como acessório.
- Eletrodos de tamanho menor que os fornecidos como acessório, pode causar irritações e queimaduras na pele. Se for necessário, a utilização destes eletrodos menores, recomendamos que a densidade de corrente não ultrapasse $2 \text{ mA eficazes/cm}^2$. Se houver necessidade de ultrapassar estes valores, o usuário deverá ficar atento a possíveis efeitos danosos (NBR IEC 60601-2-10).
- Os valores máximos de corrente de saída para o paciente, fornecidos por este equipamento não ultrapassam o limite de densidade de corrente especificado pela norma NBR IEC 60601-2-10. Sendo assim, com os eletrodos recomendados, o equipamento pode ser operado com a saída no máximo, caso seja necessário.
- Alguns produtos químicos (gel, cremes, etc) podem causar danos aos eletrodos, diminuindo a sua vida útil. Utilize sempre o gel fornecido como acessório.
- Depois de usar os eletrodos, limpe-os com água corrente. Sempre limpe os eletrodos antes de guardá-los.

Atenção: A aplicação dos eletrodos de silicone próximos ao tórax pode aumentar o risco de fibrilação cardíaca.

ELETRODOS - BIOCAMPATIBILIDADE (ISO 10993-1): A Ibramed declara que os eletrodos de borracha de silicone fornecidos com o equipamento não ocasionam reações alérgicas. Estes eletrodos devem ser somente colocados em contato com a superfície intacta da pele, respeitando-se um tempo limite de duração deste contato de 24 horas. Não existe risco de efeitos danosos às células, nem reações alérgicas ou de sensibilidade. Os eletrodos de borracha de silicone não ocasionam irritação potencial na pele.

Eletrodos auto-aderentes (descartáveis): O material utilizado na fabricação destes eletrodos elimina riscos e técnicas especiais para sua eliminação. Sugerimos seguir instruções do fabricante escolhido pelo usuário.

Durabilidade dos eletrodos de borracha de silicone:

É normal o desgaste com o tempo de utilização dos eletrodos de silicone.

Um eletrodo desgastado perderá a homogeneidade da condução à corrente elétrica, dando a sensação de que o aparelho está fraco. Poderá ainda haver a formação de pontos de condução elétrica, onde a densidade de corrente será muito alta, podendo causar sensação desconfortável ao paciente. Substituir os eletrodos de silicone no máximo a -

cada seis meses, mesmo que não seja utilizado, ou até mensalmente em caso de uso intenso. Quando aparecer fissuras, o eletrodo deve ser substituído imediatamente.

Proteção ambiental: A IBRAMED declara que não existem riscos ou técnicas especiais associados com a eliminação deste equipamento e acessórios ao final de suas vidas úteis.

LIMPEZA DOS ELETRODOS - Depois de usar os eletrodos, limpe-os com água corrente. Sempre limpe os eletrodos antes de guardá-los.

MANUTENÇÃO



Sugerimos que o usuário faça uma inspeção e manutenção preventiva na IBRAMED ou nos pontos de venda a cada 12 meses de utilização do equipamento. Como fabricante, a IBRAMED se responsabiliza pelas características técnicas e segurança do equipamento somente nos casos onde a unidade foi utilizada de acordo com as instruções de uso contidas no manual do proprietário, onde manutenção, reparos e modificações tenham sido efetuados pela fábrica ou agentes expressamente autorizados; e onde os componentes que possam ocasionar riscos de segurança e funcionamento do aparelho tenham sido substituídos em caso de avaria, por peças de reposição originais. *Se solicitado, a IBRAMED poderá colocar à disposição a documentação técnica (esquemas dos circuitos, lista de peças e componentes, etc) necessária para eventuais reparações do equipamento.* Isto, no entanto, não implica numa autorização de reparação. Não assumimos nenhuma responsabilidade por reparações efetuadas sem nossa explícita autorização por escrito.

GARANTIA

A IBRAMED Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos Ltda., aqui identificada perante o consumidor pelo endereço e telefone: av. Dr. Carlos Burgos, 2800 - Amparo-SP; fone (19) 38179633 garante este produto pelo período de dezoito (18) meses, observadas as condições do termo de garantia anexo a documentação deste aparelho.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Qualquer dúvida ou problema de funcionamento com o seu equipamento entre em contato com nosso departamento técnico pelo telefone (19) 3817 9633.

LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS - O que pode inicialmente parecer um problema nem sempre é realmente um defeito. Portanto, antes de pedir assistência técnica, verifique os itens descritos na tabela abaixo.

Problemas	Solução
O aparelho não liga 1.	<ul style="list-style-type: none"> O cabo de alimentação do adaptador AC/DC ou a bateria de 9 volts esta devidamente conectado? Caso não esteja, é preciso conectá-los. Verifique também a tomada de força na parede.
O aparelho esta ligado mas não emite corrente para o paciente 1.	<ul style="list-style-type: none"> Você seguiu corretamente as recomendações e instruções do manual de operação? Verifique e refaça os passos indicados no item sobre <i>controles, indicadores e operação</i>.
O aparelho esta ligado mas não emite corrente para o paciente 2.	<ul style="list-style-type: none"> Você verificou eletrodos, gel e cabos de conexão ao paciente? Verifique se o plug do cabo esta devidamente colocado ao aparelho. Verifique se os eletrodos estão devidamente colocados ao corpo do paciente.
O aparelho não liga e/ou esta funcionando mas parece que esta fraco.	Verifique as condições da bateria de 9 volts.

Termo de Garantia

1-) O seu produto IBRAMED é garantido contra defeitos de fabricação, se consideradas as condições estabelecidas por este manual, por 18 meses corridos.

2-) O período de garantia contará a partir da data da compra ao primeiro adquirente consumidor, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros. Compreenderá a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação.

3-) O atendimento em garantia será feito EXCLUSIVAMENTE pelo ponto de venda IBRAMED, pela própria IBRAMED ou outro especificamente designado por escrito pelo fabricante.

4-) A GARANTIA NÃO ABRANGERÁ OS DANOS QUE O PRODUTO VENHA A SOFRER EM DECORRÊNCIA DE :

O produto não for utilizado exclusivamente para uso médico.

Na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações deste Manual.

Acidentes ou agentes da natureza, ligação a sistema elétrico com voltagem imprópria e/ou sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.

O aparelho tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela IBRAMED.

Houver remoção ou adulteração do número de série do aparelho.

Acidentes de transporte.

5-) A garantia legal não cobre : despesas com a instalação do produto, transporte do produto até a fábrica ou ponto de venda, despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do aparelho tais como rede elétrica, alvenaria, rede hidráulica, aterramento, bem como suas adaptações. A garantia não cobre também peças sujeitas à desgaste natural tais como botões de comando, teclas de controle, puxadores e peças móveis, cabo de força, cabos de conexão ao paciente, cabo do transdutor, eletrodos de borracha de silicone condutivo, eletrodos para diatermia, eletrodos de vidro para microdermoabrasão, pilhas e baterias de 9 volts, transdutor ultra-sônico (quando constatado o uso indevido ou queda do mesmo), gabinetes dos aparelhos.

6-) Nenhum ponto de venda tem autorização para alterar as condições aqui mencionadas ou assumir compromissos em nome da IBRAMED.

Aparelho :

Número de série :

Registro Anvisa (MS) :

Data de fabricação :

Prazo de validade : 5 anos

Engenheiro responsável : Maicon Stringhetta

CREA - 5062850975

IBRAMED

Acessórios que acompanham o Neurodyn Portable TENS/FES:



Os acessórios, eletrodos ou cabos utilizados com o equipamento estão em conformidade com as prescrições de compatibilidade eletromagnética para emissões e imunidade.



A utilização de acessórios, cabos e eletrodos diferentes daqueles para os quais o equipamento foi projetado pode degradar significativamente o desempenho das emissões e da imunidade.

Lista de acessórios, eletrodos, cabos e seus comprimentos, projetados com o equipamento Neurodyn Portable TENS/FES para atendimento aos requisitos de compatibilidade eletromagnética:

- 01 cabo (com 4 fios e pinos banana nas pontas) de conexão ao paciente (canal 1 - laranja, canal 2 - preto) – Códigos K-471 (comprimento 1,5 metros cada).
- 01 adaptador AC/DC (eliminador de pilhas) tensão de rede de 100/240 volts AC/50-60 Hz com saída estabilizada de 9 volts DC 500mA (pino tipo P4 2,5 X 5,5 X 9 mm com positivo externo e negativo interno) - Código K-632

Lista dos demais acessórios que não afetam os requisitos de compatibilidade eletromagnética:

- 02 pares de eletrodo de borracha de silicone 30 x 50 mm – Código E-115
- 02 pares de eletrodo de borracha de silicone 50 x 50 mm – Código E-116
- 01 CD manual de operação – Código M-124
- 01 bateria de 9 volts tipo 6F22 – Código B-019
- 01 tubo de Gel (100g) – Código B-013
- 01 Maleta Plástica – Código M-137





A utilização de acessórios, cabos e eletrodos diferentes daqueles para os quais o equipamento foi projetado pode degradar significativamente o desempenho das emissões e da imunidade. *Sendo assim, NÃO UTILIZAR acessórios, cabos e eletrodos do equipamento Neurodyn Portable TENS/FES em outros equipamentos ou sistemas eletro médicos.*

Os acessórios, eletrodos e cabos descritos neste manual de operação são projetados e fabricados pela IBRAMED para uso somente com o equipamento Neurodyn Portable TENS/FES.

Lembre-se: O uso de cabos, eletrodos e outros acessórios diferentes daqueles nesta página especificados, pode resultar em aumento das emissões ou diminuição da imunidade do equipamento Neurodyn Portable TENS/FES.

NEURODYN PORTABLE TENS/FES - Características técnicas

O NEURODYN PORTABLE TENS/FES é um equipamento projetado para modo de operação contínua. Utiliza tecnologia que garante a precisão dos valores mostrados. Esta exatidão dos dados de operação esta de acordo com o prescrito na norma particular para segurança de equipamento para estimulação neuromuscular - NBR IEC 60601-2-10, cláusula 50 / subcláusulas 50.1 e 50.2. O controle de amplitude de saída controla continuamente a intensidade de corrente desde o mínimo até o máximo e o seu valor mínimo não excede 2% do valor na posição máxima. Os parâmetros, tais como, formas de onda de saída, duração de pulso, frequência de repetição do pulso, faixa de amplitude de corrente de saída não diferem por mais que $\pm 30\%$ mencionados na descrição técnica a seguir.

Os valores das *durações dos pulsos e frequências de repetições dos pulsos* aqui descritas foram medidas a 50% da amplitude máxima de saída.

Estes parâmetros são válidos para uma impedância de carga na faixa de 820 ohms a 1200 ohms. O efeito da impedância de carga nos parâmetros descritos é muito importante. Se o aparelho for operado fora da faixa de impedância de carga especificada, poderá haver imprecisão nos valores dos parâmetros, bem como alteração das formas de onda aqui descritas.



Alimentação:-----bateria de 9 volts tipo 6F22
Possibilita opção de funcionamento com adaptador AC/DC (monofásico). As características técnicas deste adaptador AC/DC são: tensão de rede de 100/240 volts AC/50-60 Hz com saída estabilizada de 9 volts DC 500mA (pino tipo P4 2,5 X 5,5 X 9 mm com positivo externo e negativo interno).

ATENÇÃO: *O Neurodyn Portable TENS/FES foi adequado (certificado) às normas técnicas NBRIEC 60601-1, NBRIEC 60601-1-2 e NBRIEC 60601-2-10 somente quando utilizado com bateria de 9 volt ou com o adaptador AC/DC fornecido como acesso-*

rio. Sendo assim, não é garantido o seu funcionamento dentro das referidas normas quando utilizado com adaptador AC/DC (eliminador de pilhas) de outro fabricante.

Potência de entrada - Consumo (máx.):-----15 VA
EQUIPAMENTO DE: CLASSE II com parte aplicada de tipo BF de segurança e proteção.

Forma de Pulso: onda quadrada bifásica assimétrica sem componente c.c. (corrente contínua). Ver gráfico abaixo:




GRÁFICO (quando $R=250\text{Hz}$ e $T=500\mu\text{seg}$): Forma de onda quadrada bifásica assimétrica sem componente C.C. (corrente contínua)

Canais de saída:-----2 canais independentes em amplitude



Intensidade de corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms (quando $F=250\text{Hz}$ e $T=500\mu\text{seg}$):

Modo TENS normal: 100 mA pico a pico por canal.

Duração (largura - T) da fase positiva do Pulso da corrente TENS a 50% da amplitude máxima:

variável de 50 μseg a 500 μseg

Duração (largura - T) da fase negativa do Pulso da corrente TENS a 50% da amplitude máxima:

variável de 0 a 250 μseg

Faixa de Frequência de Repetição de Pulso (F) para TENS a 50% da amplitude máxima:

variável de 0,5 a 250 Hz

TENS Vf - tens com variação automática de frequência, ou seja, varia a frequência de repetição do pulso (F), proporcionando uma maior varredura das fibras musculares. Quando este modo é selecionado, a frequência de repetição do pulso (F) cresce variando automaticamente de 7 Hz até 65 Hz, num tempo aproximado de 12,5 segundos. Logo em seguida a frequência de repetição do pulso (F) decresce de 65 Hz até 7 Hz num tempo aproximado de 12,5 segundos. Estes ciclos se repetem indefinidamente até que o modo de estimulação seja alterado.

TENS Vif – tens com variação automática de intensidade e frequência, ou seja, varia ao mesmo tempo a duração do pulso (T) e da frequência de repetição do pulso (F), proporcionando uma maior varredura das fibras musculares, evitando também a acomodação muscular causada pela passagem da corrente. Quando este modo é selecionado, a duração do pulso (T) decresce variando automaticamente de 225 useg até 50 useg, enquanto a frequência de repetição do pulso (F) cresce variando automaticamente de 7 Hz até 65 Hz, num tempo aproximado de 12,5 segundos. Logo em seguida a duração do pulso (T) cresce variando automaticamente de 50 useg até 225 useg, enquanto a frequência de repetição do pulso (F) decresce de 65 Hz até 7 Hz num tempo aproximado de 12,5 segundos. Estes ciclos se repetem indefinidamente até que o modo de estimulação seja alterado.

TENS AC - tens com variação automática de intensidade e frequência. Quando este modo é selecionado, a duração do pulso (T) decresce variando automaticamente de 275 useg até 175 useg, enquanto a frequência de repetição do pulso (F) cresce variando automaticamente de 5 Hz até 25 Hz, num tempo aproximado de 12,5 segundos. Logo em seguida a duração do pulso (T) cresce variando automaticamente de 175 useg até 275 useg, enquanto a frequência de repetição do pulso (F) decresce de 25 Hz até 5 Hz num tempo aproximado de 12,5 segundos. Estes ciclos se repetem indefinidamente até que o modo de estimulação seja alterado.

Modulação em Trens de Pulso - BURST (TENS):

7 pulsos correspondentes a ciclo on de 28 mseg e ciclo off de 472 mseg (2 Hz)

FES SYNC – FES sincronizado. Neste caso o aparelho fará estimulação utilizando as rampas on, off, rise e decay. Neste modo sincronizado os dois canais executam a estimulação ao mesmo tempo. Os valores para as rampas ON, OFF, RISE e DECAY podem ser escolhidos.

FES REC – FES recíproco. Neste caso o aparelho fará estimulação utilizando as rampas on, off, rise e decay. Neste modo recíproco os dois canais executam a estimulação de modo alternado. Os valores para as rampas ON, OFF, RISE e DECAY podem ser escolhidos.

FES SYNC Vif – FES sincronizado com Vif. Neste caso o aparelho fará estimulação (dois canais ao mesmo tempo) utilizando as rampas on, off, rise e decay associadas a variação automática de intensidade e frequência, ou seja, varia ao mesmo tempo a duração do pulso (T) e da frequência de repetição do pulso (F), proporcionando uma maior varredura das fibras musculares, evitando também a acomodação muscular causada pela passagem da corrente. Quando este modo é selecionado, a duração do pulso (T) decresce variando automaticamente de 225 useg até 50 useg, enquanto a frequência de repetição do pulso (F) cresce variando automaticamente de 7 Hz até 65 Hz. Logo em seguida a duração do pulso (T) cresce variando automaticamente de 50 useg até 225 useg, enquanto a frequência de repetição do pulso (F) decresce de 65 Hz até 7 Hz. Estes ciclos acontecem e se repetem indefinidamente durante a execução das rampas Rise, On e Decay até que o modo de estimulação seja alterado.

FES REC Vif – FES recíproco com Vif. Neste caso o aparelho fará estimulação (alternando os dois canais) utilizando as rampas on, off, rise e associadas a variação automática de intensidade e frequência, ou seja, varia ao mesmo tempo a duração do pulso (T) e da frequência de repetição do pulso (F), proporcionando uma maior varredura das fibras musculares, evitando também a acomodação muscular causada pela passagem da corrente. Quando este modo é selecionado, a duração do pulso (T) decresce variando automaticamente de 225 useg até 50 useg, enquanto a frequência de repetição do pulso (F) cresce variando automaticamente de 7 Hz até 65 Hz. Logo em seguida a duração do pulso (T) cresce variando automaticamente de 50 useg até 225 useg, enquanto a frequência de repetição do pulso (F) decresce de 65 Hz até 7 Hz. Estes ciclos acontecem e se repetem indefinidamente durante a execução das rampas Rise, On e Decay até que o modo de estimulação seja alterado.

ON Time (FES):-----variável de 1 a 9 segundos

OFF Time (FES):-----variável de 1 a 30 segundos

RISE- Tempo de subida do trem de pulso (FES): -----variável de 1 a 9 segundos

DECAY- Tempo de descida do trem de pulso (FES): -----variável de 1 a 30 segundos.

Dimensões (mm):-----78 x 148 x 50 (L x P x A)

Peso (aprox. sem acessórios):-----250 g

Empilhamento máximo:-----10 caixas

Temperatura p/ transporte e armazenamento:-----5 a 50⁰ C

Temperatura ambiente de trabalho:-----5 a 45⁰ C

mA = miliampéres

Hz = Hertz

useg = **us**

VA = volt ampéres

Nota: O aparelho e suas características poderão sofrer alterações sem prévio aviso.



Referências Bibliográficas

Mannheimer, J. S. and Lamp, G. N.; Clinical Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, Philadelphia, F. A. Davis, 1984 (Reprint 1987)

Gersh, M. R. and Wolf, S. L.; Applications of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, Physical Therapy, 65 : 314-322, 1985

Baker, Lucinda L.; Neuromuscular Electrical Stimulation in the Restoration of Purposeful Limb Movements.

Manuais e folhetos de equipamentos Medtronic Inc.

Nelson, Roger M. and Currier, Dean P.; Clinical Electrotherapy

Compatibilidade Eletromagnética:

O Neurodyn Portable TENS/FES foi desenvolvido de forma a cumprir os requisitos exigidos na norma IEC 60601-1-2 de compatibilidade eletromagnética. O objetivo desta norma é:

- garantir que o nível dos sinais espúrios gerados pelo equipamento e irradiados ao meio ambiente estão abaixo dos limites especificados na norma IEC CISPR 11, grupo 1, classe A (Emissão radiada).
- garantir a imunidade do equipamento às descargas eletrostáticas, por contato e pelo ar, provenientes do acúmulo de cargas elétricas estáticas adquiridas pelo corpo (Descarga Eletrostática - IEC 61000-4-2).
- garantir a imunidade do equipamento quando submetido a um campo eletromagnético incidente a partir de fontes externas (Imunidade a RF Irradiado - IEC 61000-4-3).

Precauções:

- A operação a curta distância (1 metro, por exemplo) de um equipamento de terapia por ondas curtas ou micro ondas pode produzir instabilidade na saída do aparelho.

- Para prevenir interferências eletromagnéticas, sugerimos que se utilize um grupo da rede elétrica para o Neurodyn Portable TENS/FES e outro grupo separado para os equipamentos de ondas curtas ou micro ondas. Sugerimos ainda que o paciente, o Neurodyn Portable TENS/FES e cabos de conexão sejam instalados pelo menos 3 metros dos equipamentos de terapia por ondas curtas ou micro ondas.

- Equipamentos de comunicação por radio frequência, móveis ou portáteis, podem causar interferência e afetar o funcionamento do Neurodyn Portable TENS/FES. Sempre instale este equipamento de acordo com o descrito neste manual de instruções.

Atenção:

- O Neurodyn Portable TENS/FES atende às normas técnicas de compatibilidade eletromagnética se utilizado com os cabos, eletrodos e outros acessórios fornecidos pela IBRAMED descritos neste manual (capítulo: Acessórios e características técnicas).

- O uso de cabos, eletrodos e outros acessórios de outros fabricantes e/ou diferentes daqueles especificados neste manual, bem como a substituição de componentes internos do Neurodyn Portable TENS/FES, pode resultar em aumento das emissões ou diminuição da imunidade do equipamento.

- O Neurodyn Portable TENS/FES não deve ser utilizado adjacente ou empilhado a outro equipamento.

Orientação e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas		
O eletro-estimulador Neurodyn Portable TENS/FES é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do equipamento deve assegurar que ele seja utilizado em tal ambiente.		
Ensaio de emissão	Conformidade	Ambiente eletromagnético - orientações
Emissões de RF NBR IEC CISPR 11 IEC CISPR 11	Grupo 1	O eletro-estimulador Neurodyn Portable TENS/FES utiliza energia de RF apenas para suas funções internas. No entanto, suas emissões de Rf são muito baixas e não é provável que causem qualquer interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
Emissões de RF NBR IEC CISPR 11 IEC CISPR 11	Classe A	O eletro-estimulador Neurodyn Portable TENS/FES é adequado para utilização em todos os estabelecimentos que não sejam residenciais e que não estejam diretamente conectados à rede pública de distribuição de energia elétrica de baixa tensão que alimente edificações para utilização doméstica.
Emissões de Harmônicos IEC 61000-3-2	Classe A	
Emissões devido à flutuação de tensão/cintilação IEC 61000-3-3	Classe A	

Orientação e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética			
O eletro-estimulador Neurodyn Portable TENS/FES é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do equipamento deve assegurar que ele seja utilizado em tal ambiente.			
Ensaio de imunidade	Nível de Ensaio IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente eletromagnético - orientações
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV por contato ± 8 kV pelo ar	± 6 kV por contato ± 8 kV pelo ar	Pisos deveriam ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se os pisos forem cobertos com material sintético, a umidade relativa deveria ser de pelo menos 30%.
Transitórios elétricos rápidos / trem de pulsos (Burst) IEC 61000-4-4	± 2 kV nas linhas de alimentação ± 1 kV nas linhas de entrada / saída	± 2 kV nas linhas de alimentação ± 1 kV nas linhas de entrada / saída	Qualidade do fornecimento de energia deveria ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico.
Surtos IEC 61000-4-5	± 1 kV modo diferencial ± 2 kV modo comum	± 1 kV modo diferencial ± 2 kV modo comum	Qualidade do fornecimento de energia deveria ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico.

Ensaio de imunidade	Nível de Ensaio IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente eletromagnético - orientações
<p>Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão nas linhas de entrada de alimentação</p> <p>IEC 61000-4-11</p>	<p>$< 5\% U_T$ ($> 95\%$ de queda de tensão em U_T) por 0,5 ciclo</p> <p>$40\% U_T$ (60% de queda de tensão em U_T) por 5 ciclos</p> <p>$70\% U_T$ (30% de queda de tensão em U_T) por 25 ciclos</p> <p>$< 5\% U_T$ ($> 95\%$ de queda de tensão em U_T) por 5 segundos</p>	<p>$< 5\% U_T$ ($> 95\%$ de queda de tensão em U_T) por 0,5 ciclo</p> <p>$40\% U_T$ (60% de queda de tensão em U_T) por 5 ciclos</p> <p>$70\% U_T$ (30% de queda de tensão em U_T) por 25 ciclos</p> <p>$< 5\% U_T$ ($> 95\%$ de queda de tensão em U_T) por 5 segundos</p>	<p>Qualidade do fornecimento de energia deveria ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico. Se o usuário do equipamento exige operação continuada durante interrupção de energia, é recomendado que o equipamento seja alimentado por uma fonte de alimentação ininterrupta ou uma bateria.</p>
<p>Campo magnético na frequência de alimentação (50/60 Hz)</p> <p>IEC 61000-4-8</p>	<p>3 A/m</p>	<p>3 A/m</p>	<p>Campos magnéticos na frequência da alimentação deveriam estar em níveis característicos de um local típico num ambiente hospitalar ou comercial típico.</p>
NOTA: U_T é a tensão de alimentação c.a. antes da aplicação do nível de ensaio			

Orientação e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética

O eletro-estimulador Neurodyn Portable TENS/FES é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do equipamento deve assegurar que ele seja utilizado em tal ambiente.

Ensaio de i- munidade	Nível de Ensaio IEC 60601	Nível de Conformida- de	Ambiente eletromagnético - ori- entações
RF Conduzida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz até 80 MHz	3 V	Equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel não devem ser utilizados próximos a qualquer parte do Neurodyn Portable TENS/FES, incluindo cabos, com distancia de separação menor que a recomendada, calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Distancia de separação recomendada $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 0,35 \sqrt{P}$ 80 MHz até 800 MHz $d = 0,7 \sqrt{P}$ 800 MHz até 2,5 GHz
RF Radiada IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz até 2,5 GHz	10 V/m	Onde P é a potência máxima nominal de saída do transmissor em watts (W). de acordo com o fabricante do transmissor, e d é a distancia de separação recomendada em metros (m). É recomendada que a intensidade de campo estabelecida pelo transmissor de RF, como determinada através de uma inspeção eletromagnética no local, ^a seja menor que o nível de conformidade em cada faixa de frequência ^b . Pode ocorrer interferência ao redor do equipamento marcado com o seguinte símbolo: 

NOTA 1: Em 80 MHz e 800 MHz aplica-se a faixa de frequência mais alta.

NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

^a As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como estações de rádio base, telefone (celular/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstos teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, recomenda-se uma inspeção eletromagnética no local. Se a medida de inten-

tidade de campo no local em que o equipamento é usado excede o nível de conformidade utilizado acima, o aparelho deve ser observado para se verificar se a operação está normal. Se um desempenho anormal for observado, procedimentos adicionais podem ser necessários, tais como a reorientação ou recolocação do equipamento.

^b Acima da faixa de frequência de 150 KHz até 80 MHz, a intensidade do campo deve ser menor que 10 V/m.

Distancias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel e o Neurodyn Portable TENS/FES

O eletro-estimulador Neurodyn Portable TENS/FES é destinado para uso em ambiente eletromagnético no qual perturbações de RF são controladas. O usuário do eletro-estimulador pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel (transmissores) e o Neurodyn Portable TENS/FES, como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima dos equipamentos de comunicação.

Potência máxima nominal de saída do transmissor W	Distancia de separação de acordo com a frequência do transmissor m		
	150 KHz até 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz até 800 MHz $d = 0,35 \sqrt{P}$	800 MHz até 2,5 GHz $d = 0,7 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,035	0,07
0,1	0,38	0,11	0,22
1	1,2	0,35	0,7
10	3,8	1,1	2,2
100	12	3,5	7

Para transmissores com uma potência máxima nominal de saída não listada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser determinada através da equação aplicável para a frequência do transmissor, onde P é a potência máxima nominal de saída em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1: Em 80 MHz até 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais alta.

NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.